

# SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

**RU**

Стетоскоп с односторонней головкой

## Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: лёгкая алюминиевая головка, съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной, прочная одинарная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

# microlife®



# DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

**RU**

Стетоскоп с двусторонней головкой

## Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Составные части: двусторонняя многофункциональная алюминиевая головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Поворачивающаяся хромированная ушная трубка, прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида Y-образной формы, черные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

# microlife®



CE

Изготовитель: MICROLIFE AG, ШВЕЙЦАРИЯ (Завод в Китае)

IB ST 71\_72-BY-V3 0213

CE

Изготовитель: MICROLIFE AG, ШВЕЙЦАРИЯ (Завод в Китае)